



Mini Incubadora Biológica

Descripción

El material con el que está hecha es en plástico termosellado, viene con tapa que permite conservar el calor interno, después de 30 minutos encendida llega automáticamente a la temperatura adecuada que es 57°, no requiere termómetro, contiene luz led, es compatible con cualquier indicador biológico, trae gomas de soporte en la parte inferior para darle estabilidad, incubación automática, resistencia blindada evitando calentamiento externo.

- Monitorea los procesos de esterilización a vapor para evitar contaminación cruzada.
- 4 cavidades para incubación de 4 IB simultáneamente.
- Gradúa el voltaje automáticamente