



Selladora Para Papel Smart 127V

Descripción

Compacta y práctica. Posee la misma tecnología de la Selladora BioStamp, con resistencia blindada y control automático de tiempo, sistema que garantiza el calentamiento uniforme, eficacia en la adherencia y evita la quemadura del papel. Por medio de la personalización de los embalajes en diferentes tamaños, la Selladora Smart proporciona economía de papel y un mejor aprovechamiento de espacio en la autoclave.

- Diseño innovador.
- Resistencia de cartucho.
- Anchura de adherencia: 12 mm.
- Extensión de adherencia: 300 mm.
- Guillotina incorporada.
- Dimensiones del embalaje: (CxLxH) 480x170x100mm
- Peso: 3,6 kg
- Voltajes disponibles: 110 ó 220V