



Autoclave Vitale Class 12 Litros

Descripción

Autoclave viene en material plástico termosellado, resistencia cubierta en fibra de vidrio, cuba en acero inoxidable.

- Diseño moderno.
- Bivolt automático – 127/220V que permite ser utilizado en redes eléctricas con variaciones entre 95 V hasta 254 V.
- Programa único de Esterilización.
- Temperatura y presión exhibidos por LEDs.
- Desaieración y despresurización automática.
- Capacidad de 12 litros.
- Teclado de control en color azul.
- Tapa y cámara en acero inoxidable que facilita la limpieza.
- 2 bandejas en aluminio anodizado.
- Secado eficiente con la puerta entreabierta.
- Cuenta con 21 sistemas de seguridad entre los cuales: Llave y traba de puerta, Sistema Electrónico de cruzamiento de datos y Sistema electrónico de control de potencia.
- Sistema de ajuste de altitud para diversas regiones.
- 1 año de garantía