



# Lavadora biowash ultrasonica

## Descripción

Lavadora Ultrasónica aliada al detergente enzimático, posibilita la limpieza eficiente de los instrumentos clínicos y/o de otras áreas de actuación tales como estética, podología y estudios de tatuaje / body-piercing. Actúa principalmente en las áreas de difícil acceso o lugares inaccesibles a las cerdas de los cepillos.

Posee 5 ciclos de limpieza con opción de calentamiento;

Reduce el consumo de agua y el tiempo de limpieza;

Gabinete producido en plástico ABS inyectado;

Proporciona al profesional (operador) más seguridad minimizando el manuseo del material contaminado, reduce también el riesgo de accidentes con materiales perfuro-cortantes y evita la contaminación cruzada;

Su utilización está de conformidad con las más recientes recomendaciones de bioseguridad;

1 año de garantía;